

# plum Plum Eyewash

## Øjenskyll



Øjenskyll til at skylle støv, snavs og andre fremmedlegemer ud af øjet. Indeholder steril saltvandsopløsning på 0,9% natriumklorid, hvilket svarer til øjets naturlige væske.

<b>Anvendelsesområde</b>	Øjenskyll, der giver dig optimal hjælp, når du har fået snavs, støv og andre fremmedlegemer i øjet.
<b>Produktegenskaber</b>	Du kan benytte Eyewash produkterne enkeltvis eller som genopfyldning i de væghængte førstehjælpsstationer og -bokse.  Alle almindelige øjenskyllprodukter leveres med støvhætte. Klik på de enkelte produktbilleder, for at se produktet i større preview.
<b>Brugsanvisning</b>	Det er vigtigt, at øjenskyllvæsken altid rammer øjet i en blød og jævn stråle. Og er skaden opstået på begge øjne samtidig, så sørg for at bruge en DUO løsning, der kan skylle begge øjne samtidigt.
<b>Bemærkning</b>	Det anbefales at søge læge ved alle typer øjenskader. Dog bør du altid umiddelbart efter pådragelse af en øjenskade bruge øjenskyllvæske eller fosfatbufferen (pH Neutral) afhængigt af skadens beskaffenhed. Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så du kan fortsætte med at skylle øjet under transport til læge eller skadestue.
<b>Udseende og duft</b>	Klar væske.
<b>Produktionsland</b>	DANMARK

Forpackingsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Package type
6 x 1 l		4707	5715205470729	5715205470712	Flaske
10 x 200 ml		4691	5715205469129	5715205469112	Flaske
12 x 500 ml		4604	5715205460423	5715205460416	Flaske



### Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) eller send en mail til kundeservice på [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com).